


# liquid handling cell culture

## Aspirationspipetten für die anspruchsvolle Zellkultur




Mit den autoklavierbaren Aspirationspipetten Pipetten wird die Direktabsaugung in der Zellkultur schnell und präzise durchgeführt. Durch das Stand-Up-System ist die Pipette in der Anwendung hygienisch sicher. Die Absaugleistung wird über die verschiedenen Pipettenspitzen kontrolliert. Die ergonomischen Aspirationspipetten, der absolute Aerosolschutz und der perfekte Hygienestandard in der Zellkultur sorgen für die Gesundheit unserer Kunden.







T 25 Flasche mit  
1000 µl Tips





T 75 T 175 Flaschen mit  
Pasteur oder serologischen  
Aufsatz  
Adapter Artikel Nr. 600076

**AS-Pipette 1 Kanal Artikel-Nr. 600073**


Autoklavierbare Pipette mit Abwurf für Tips blau  
oder extra lang 1000 µl  
Länge: 103 mm für T 25 Flaschen und Wellplatten einsetzbar

Farbcodierung: Pipetten in  
verschiedenen Farben für das  
Qualitätsmanagement



**AS-Pipette 8 Kanal Artikel-Nr. 600074**

8-Kanal mit Abwurf für Tips gelb 200 µl für 96  
Wellplatten



16-Kanal 384 Well auf Anfrage



Liquid-Pumpen für die Direktabsaugung